
Postoperative Wunddrainage Endo-Drain


Der Endo-Drain ist eine geschlitzte Drainage aus Silikon zur Schwerkraftapplikation oder zur Nutzung mit Niedervakuumsystemen.

www.pfmmedical.com



Der **Endo-Drain** ist eine geschlitzte Drainage aus Silikon zur Schwerkraftapplikation oder zur Nutzung mit Niedervakuumsystemen.

Ansicht



Vorteile

Hervorragende Platzierungseigenschaft

Der hochwertige Edelstahl der vorkonnectierten Einmal-Führungsnadel gewährleistet eine stets perfekt geschliffene Nadel für die optimale Platzierung.

Leichtes Entfernen

Der Verlauf der Drainagekanäle erleichtert aufgrund geringerer Gewebeeinwachsungen das Entfernen der Drainage.

Knick-resistent

Die Materialstruktur der Drainage gewährleistet eine hohe Knick-Resistenz.

Einfache Inspektion

Der klare Verbindungsschlauch ermöglicht eine einfache Inspektion und eine gute Sichtbarkeit der Drainage.

Sehr gute Bioverträglichkeit

Die geschlitzte Drainage besteht aus 100% medizinischem Silikon für sehr gute Bioverträglichkeit.

Inklusive J-Konnektor

Der beiliegende J-Konnektor ermöglicht die Verbindung mit einem Reservoir mit innenliegender Feder.

Details

- ▶ Durchgehend röntgensichtbar
- ▶ Doppelt steril verpackt
- ▶ Latexfrei
- ▶ Drainage kürzbar

Technische Daten

- ▶ Drainagelänge: 120 cm
- ▶ Länge der Drainageschlitzte: 30 cm

Bestelldaten

REF	Größe	Nadel/Konnektor	VE
2015-9710J	10 FR	ja	10
2015-9715J	15 FR	ja	10
2015-9719J	19 FR	ja	10
2015-9721J	21 FR	ja	10
2015-0724	24 FR	nein	5

Zubehör

REF	Name	Volumen	PU
24017	Drainagebeutel	1500 ml	25

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?

Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmmedical.com

T +49 (0)2236 9641-220

F +49 (0)2236 9641-51

www.pfmmmedical.com - Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag

pfmmedical

pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485