

**Postoperative
Wunddrainage
Kölner Drainage**

Die Kölner Drainage ist ein sogloses Reservoir zur postoperativen Wunddrainage. Es erlaubt die Drainage von Wundarealen, in denen Redon-Drains ohne Unterdruck verwendet werden sollen.

www.pfmmedical.com



Die **Kölner Drainage** ist ein sogloses Reservoir zur postoperativen Wunddrainage. Es erlaubt die Drainage von Wundarealen, in denen Redon-Drains ohne Unterdruck verwendet werden sollen.

Detailansicht



Vorteile

Hygienischer 3 µm-Auslassfilter

Bei der Verwendung als Schwerkraftdrainage ermöglicht der 3 µm-Auslassfilter das einfache Entweichen überschüssiger Luft im Reservoir.

OP-Flasche mit Redon-Verbindungsschlauch

Der Verbindungsschlauch mit klarsichtigem Universal-Redonverbinder CH 06 - CH 18 zum Anschluss der Drainage ist vorkonnetiert.

Details

- ▶ Luer-Lock-Anschluss
- ▶ Glasklares Material zur sicheren, qualitativen Sekretbeurteilung
- ▶ Grob- und Feingraduierung zur schnellen Information über den aktuellen Füllstand
- ▶ Schnellbinder zur Befestigung
- ▶ Doppelt steril verpackt
- ▶ Redon-Flasche DEHP-frei
- ▶ Latexfrei

Technische Daten

- ▶ **Flaschenvolumen:** 400 ml

Bestelldaten

REF	Ausführung	Anschluss	PZN	VE
20384	Station	Luer-Lock	10108951	40
20385	OP	Luer-Lock	10108968	40

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmedical.com

T +49 (0)2236 9641-220

F +49 (0)2236 9641-51

www.pfmmedical.com - Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag

pfmmedical

pfm medical ag
 Wankelstraße 60
 50996 Köln, Germany

Zertifiziert nach
 DIN EN ISO 13485