
FEATHER®
Micro Scalpels
Round Shaft Phakoskalpell
mit Beschichtung



Das neue Round Shaft Phakoskalpell mit einzigartigem Klingendesign und beschichteter Oberfläche überzeugt durch seine hervorragende Schärfe und zuverlässige Präzision.

www.pfmmedical.com



Round Shaft Phakoskalpell mit Beschichtung

- ▶ Ultrapräzise Schleiftechnologie
 - ▶ Beschichtung und gerundeter Klingenschnitt minimieren den Inzisionswiderstand
 - ▶ Beispiellos dauerhafte Schärfe
 - ▶ Edelstahlklinge mit langer Lebensdauer und Härte dank Wärmebehandlung und Beschichtung
-



Das neue **Round Shaft Phakoskalpell** mit einzigartigem Klingendesign und beschichteter Oberfläche überzeugt durch seine hervorragende Schärfe und zuverlässige Präzision.

Vorteile

- ▶ Elektrische und chemische Behandlung führen, abgerundet durch eine hochpräzise Schleiftechnologie, zu einer konstanten Schnittfähigkeit.
- ▶ Ab einer Klingebreite von 1,4 mm gewährleistet die mikroscharfe Schnittkante eine signifikante Verringerung des Schneidewiderstandes.
- ▶ Dank Beschichtung und gerundetem Klingendesign dringt die Klinge fast widerstandslos in das Gewebe ein.
- ▶ Die durch Hitze behandelte Klinge hat eine hervorragende Beständigkeit.
- ▶ Standardisiertes Produktionsverfahren für eine konstante Schnittbreite mit geringerem Risiko von Gewebeschädigungen.

Bestelldaten

Round Shaft Phakoskalpell

Klingenbreite	Schliff	Aluminumgriff (steril)		Kunststoffgriff (steril)		Sicherheitsskalpell (steril)		VPE
		REF	Typ	REF	Typ	REF	Typ	
1,4 mm	Bevel-up	200312614	0614BUC	200212614	P-0614BUC	200812614	PSS-0614BUC	5
1,6 mm	Bevel-up	200312616	0616BUC	200212616	P-0616BUC	200812616	PSS-0616BUC	5
1,8 mm	Bevel-up	200312618	0618BUC	200212618	P-0618BUC	200812618	PSS-0618BUC	5
2,0 mm	Bevel-up	200312620	0620BUC	200212620	P-0620BUC	-	-	5
2,2 mm	Bevel-up	200312622	0622BUC	200212622	P-0622BUC	200812622	PSS-0622BUC	5
2,4 mm	Bevel-up	200312624	0624BUC	200212624	P-0624BUC	200812624	PSS-0624BUC	5
2,75 mm	Bevel-up	200312275	06275BUC	200212275	P-06275BUC	200812275	PSS-06275BUC	5
2,8 mm	Bevel-up	200312768	0628BUC	200212768	P-0628BUC	200812768	PSS-0628BUC	5
3 mm	Bevel-up	200312761	0630BUC	200212761	P-0630BUC	200812761	PSS-0630BUC	5
3,2 mm	Bevel-up	200312763	0632BUC	200212763	P-0632BUC	200812763	PSS-0632BUC	5

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?

Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmedical.com

T +49 (0)2236 9641-220

F +49 (0)2236 9641-51

www.pfmmedical.com - Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag

pfmmedical

pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany

Exklusivvertrieb
für Europa

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

Hersteller:
FEATHER® Safety Razor Co. Ltd.



Eingetragenes Warenzeichen in Japan
Produktänderungen vorbehalten