
Dentalchirurgie
Mikrochirurgische
Klingen und Griffe
von FEATHER®



Speziell für Eingriffe in der parodontal
resektiven und regenerativen Chirurgie
entwickelt.

www.pfmmedical.com



Das **Instrumentensystem aus mikrochirurgischen Klingen und Griffen von FEATHER®** ist speziell für Eingriffe in der parodontal resektiven und regenerativen Chirurgie entwickelt worden.

NEU

Skalpellsklingen Fig. 370, 390, 390c

Die FEATHER® Skalpellklingen Fig. 370, 390, 390c eignen sich besonders für dentalchirurgische Anwendungen.

Allgemeine Vorteile

Präzise Schnittführung

Der zweistufige Präzisionsschliff sorgt für ausgezeichnete Schärfe und Beständigkeit der Edelstahlklingen.

Besonders kompatibel

Klingen sind mit chirurgischen Standardgriffen sowie mit dem FEATHER® Titan Roundshaft Skalpellgriff verwendbar.

Anwenderfreundlich

Die Klingen sind für Eingriffe unter dem Mikroskop geeignet und sofort nach Entnahme aus der sterilen Verpackung einsatzbereit.

Anwendung




Fig. 390






Fig. 390c



Vorteile



Fig. 370

- ▶ Sichere Anwendung für horizontale Erweiterungsinzisionen von Lappen.
- ▶ Für Inzisionen in der regenerativen Chirurgie geeignet.




Fig. 390

- ▶ Zur Lappenpräparation bei der operativen Rezessionsdeckung dank der optimalen Klingensform und geringen Klingensstärke hervorragend geeignet.
- ▶ Die einzigartige schmale Klingensform ermöglicht präzise Inzisionen im Sulkus des Frontzahnbereichs.




Fig. 390c

- ▶ Für Inzisionen in den Interdentalpapillen im Bereich der Backenzähne bestens geeignet dank dünner Klingenspitze und abgewinkelter Klingensform.
- ▶ Optimal geeignet für Inzisionen im Sulkus des Seitenzahnbereichs, da die gewinkelte Klinge eine bessere Handhabung ermöglicht.

Bestelldaten

REF	Figuration	VPE
201000370	370	10
201000390	390	10
201001390	390c	10

NEU

Titan Roundshaft Skalpellgriff

Der FEATHER® Titan Roundshaft Skalpellgriff ist für mikrochirurgische Eingriffe konzipiert.

Ansicht



Vorteile

Präzise Schnittführung und optimale Stabilität

Dank des ergonomischen Designs und runder Form des Griffs.

Einfache Handhabung

Die Skalpellklinge kann von beiden Seiten angelegt werden.

Ermüdungsarmes Arbeiten

Dank geringem Gewicht des Titangriffs.

Lange Lebensdauer

Korrosionsbeständiger Griff, dank spezieller Beschichtung.

Kompatibel

Mit Klingensfigurationen 10-15 sowie mit dem Dentalklingen Fig. 370, 390 und 390c.

Technische Daten

- ▶ Länge: 16 cm
- ▶ Material: Titan


Bestelldaten

REF	Figuration	VPE
208800160	DF-160S-3	1

Skalpellklingen

Die FEATHER® Edelstahlklingen eignen sich für unterschiedliche chirurgische Anwendungen.

Ansicht



Vorteile

Präzise Schnittführung

Der beidseitige Präzisionsschliff sorgt für ausgezeichnete Schärfe und Beständigkeit der Edelstahlklingen.

Anwenderfreundlich

Die Klingen sind sofort nach Entnahme aus der sterilen Verpackung einsatzbereit.

Bestelldaten

REF	Figuration	VPE	REF	Figuration	VPE
201000010	10	100	205140003	14	100
201000011	11	100	201000015	15	100
201000012	12	100	205350003	15 C	100
205020003	12 D	100			

Skalpellsgriffe

Die FEATHER® Griffe eignen sich für die Anwendungen mit Kohlenstoffstahl- und Edelstahlklingen.

Ansicht



Bestelldaten

REF	Ausführung	Figuration	Größe	Material	VPE
20200003	Standard	10 - 15	3	Edelstahl	10
20200007	Standard	10 - 15	7	Edelstahl	10
202010003	Lang	10 - 15	3L	Edelstahl	10

Klingenzange

Die FEATHER® Klingenzange ermöglicht ein einfaches und kontaktfreies Entfernen kontaminierter Klingen.

Ansicht



Vorteile

- ▶ Optimale Sicherheit für den Anwender
- ▶ Lange Lebensdauer
- ▶ Einfache, intuitive Anwendung

Technische Daten

- ▶ Für Klingensfigurationen: 10-15, sowie 370, 390, 390c
- ▶ Für FEATHER®-Griffe: No. 3, No. 3L, No. 7
- ▶ Material: Edelstahl

Bestelldaten

REF	VPE
206000002	1

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmmedical.com
 T +49 (0)2236 9641-220
 F +49 (0)2236 9641-51

www.pfmmmedical.com - Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag

pfmmedical

pfm medical ag
 Wankelstraße 60
 50996 Köln, Germany

Exklusivvertrieb
 für Europa

Zertifiziert nach
 DIN EN ISO 13485

Hersteller
 FEATHER® Safety Razor Co. Ltd.



Eingetragenes Warenzeichen in Japan
 Produktänderungen vorbehalten