
Antibeschlaglösung
Anti-Fog Solution

Anti-Fog Solution ist eine Lösung zur Vorbeugung von Beschlagbildung bei optischen Geräten und sorgt für exzellente Sicht während laparoskopischer Eingriffe.

www.pfmmedical.com



Anti-Fog Solution ist eine Lösung zur Vorbeugung von Beschlagbildung bei optischen Geräten und sorgt für exzellente Sicht während laparoskopischer Eingriffe.

Vorteile

Qualitätssicherung

Anti-Fog Solution beugt Beschlagbildung vor und sichert somit die Qualität der Behandlung.

Zeitersparnis

Die Optik muss nicht mehr während des laparoskopischen Eingriffs herausgenommen und gereinigt werden.

Details

- ▶ Fläschchen inklusive Schwämmchen zum Auftragen der Antibeschlaglösung
- ▶ Steril
- ▶ Einmalprodukt
- ▶ Latexfrei
- ▶ Sehr ergiebig
- ▶ Effektiv
- ▶ Keine toxischen Wirkungen
- ▶ Ruft keine Reizungen hervor

Technische Daten

- ▶ Menge: 6 ml Lösung
- ▶ Inhaltsstoffe: 95 % entionisiertes Wasser; 2,5 % Tensid - Kemsurf OT60; 2,5 % Isopropanol

Bestelldaten

REF	Inhalt (ml)	VE
AF-200	6	20

Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

✉ service@pfmmmedical.com

☎ +49 (0)2236 9641-220

☎ +49 (0)2236 9641-51

pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

Hersteller

Purple Surgical International Ltd. / Purple Surgical UK Ltd., 2 Chestnut House, Farm Close, Shenley, Herts, WD7 9AD, England, © 0120

