

## Schwerkraft- infusionsregler EZ Regular®

Der EZ Regular® ist ein Präzisions-  
Tropfenregler für die Schwerkraft-  
infusion mit Free-Flow-Entlüftung.

[www.pfmmedical.com](http://www.pfmmedical.com)



## Der **EZ Regular®** ist ein Präzisions-Tropfenregler für die Schwerkraftinfusion mit Free-Flow-Entlüftung.

### Vorteile

- Komfortable Einhandfunktion
- Schnelle Entlüftung mittels Free-Flow-Funktion
- Geregelter Flussratenbereich von 5 ml/h bis 300 ml/h
- Fördergenauigkeit bei Dextrose:  $\pm 10\%$

### Details

- Geeignet für i. v.-Applikationen aller Art
- DEHP-frei
- Latexfrei
- Zuspritzport
- Infusionsunterbrechung mittels Rollenklemme
- Mit oder ohne integriertem Rückschlagventil

### Technische Daten

- Länge: 240 cm
- 20 Tropfen entsprechen 1 ml (bei Dextrose)
- Korrelation von Flussrate und Tropfen: z. B. Flussrate von 20 ml/Std. = 1 Tropfen alle 9 Sekunden

#### 5 bis 80 ml/Std.

| ml/Std.       | 5  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40  | 50  | 60 | 70   | 80   |
|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|------|
| sek/1 Tropfen | 36 | 18 | 12 | 9  | 6  | 4,5 | 3,6 | 3  | 2,57 | 2,25 |

#### 90 bis 300 ml/Std.

| ml/Std.       | 90 | 100 | 125  | 150 | 175  | 200 | 250  | 300 |
|---------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| sek/1 Tropfen | 2  | 1,8 | 1,44 | 1,2 | 1,02 | 0,9 | 0,72 | 0,6 |

### Bestelldaten

#### EZ Regular®

| REF   | Ausführung            | Länge  | PZN      | HMVZ          | VPE |
|-------|-----------------------|--------|----------|---------------|-----|
| 51106 | ohne Rückschlagventil | 240 cm | 8411257  | 03.99.08.0026 | 20  |
| 51108 | mit Rückschlagventil  | 240 cm | 10077624 | 03.99.08.0086 | 20  |

### Ansprechpartner

**Haben Sie Fragen?**  
**Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.**

service@pfmmedical.com  
 +49 (0)2236 9641-220  
 +49 (0)2236 9641-51

pfm medical tpm gmbh  
 Wankelstraße 60  
 50996 Köln  
 Germany

Zertifiziert nach  
 DIN EN ISO 13485

Folgen Sie uns!



#### Hersteller

Meinntech Co., Ltd., 401, 501, 502, A-dong, 387, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057, Republik Korea

CE 0123

